

## Rose K2 *lentille rigide*

### Equipement des kératocônes ovales de tous stades

→ *Asphérique*      → *Dégagement périphérique ajustable*      → *Port journalier*      → *≤ 2 ans*

Possibilité de renouvellement en géométrie sphérique : Rose K

#### Possibilités de fabrication

Gamme de puissances (standard -15.00 à +15.00 D)	Rayons disponibles	Diamètres disponibles	Dégagement (Edge Lift : EL)
-25.00 à +25.00 D par 0.25 D	4.30 à 8.60 mm par 0.05 mm	7.90 à 10.40 mm par 0.10 mm 1 <sup>ère</sup> intention : 8.70 mm	Lent (-0.5) Standard (+0.0) Rapide (+1.0) Personnalisable entre -1.3 et +3.0 par 0.1
<i>Autres possibilités, nous contacter</i>			

#### Choix de la lentille de première intention

À partir de la topographie : nous consulter  
*Voir également le guide Gamme complète Rose K*

#### Entretien préconisé

Ever Clean pour la décontamination et le nettoyage complet des dépôts (sans massage ni nécessité de nettoyage intensif hebdomadaire)

- Possibilité d'ajouter une goutte de Lacrifresh Moisture pour améliorer le confort à la pose

#### Matériaux disponibles (Dk ISO/FATT; teinte de manipulation)

Boston XO (Dk= 100 : Violet)  
Boston XO<sub>2</sub> (Dk= 141 : Vert)  
*Autres possibilités, nous contacter*

#### Exclusivité 2M Contact-Europtic

Lentilles d'essai en matériau  
spécifique teinté rouge en Dk 50 :  
**Il n'est pas nécessaire de les  
retourner au laboratoire**

#### Options

Torique interne : Rose K2 Ti

- Toricité 0.20 à 1.50 mm par 0.10 mm (2 traits repères alignés sur K)

Torique externe : Rose K2 Te

- Cylindre -0.75 à -8.00 D par 0.25 D / Axe 0 à 180° par 5° (trait repère à la base du prisme)

Bitorique : Rose K2 Bt (2 traits repères alignés sur K)

Dégagement torique : Rose K2 Dt

- 0.4 à 1.3 mm par 0.1 mm / 1<sup>ère</sup> intention : 0.80 mm (2 traits repères alignés sur K)

Resserrage du quadrant inférieur : Option ACT

- ACT1 (0.7 mm), ACT2 (1 mm), ACT3 (1.3 mm) Personnalisable entre 0.4 à 1.5 mm par 0.1 mm (trait repère sur la ligne d'ACT, point repère à la base du prisme)

*Autres possibilités, nous contacter*

**Délai de livraison : 10 jours ouvrés**

## Gamme complète Équipement des cornées irrégulières

### Kératocône

Stade 1  
Km > 7.50

Stade 2  
6.50 < Km ≤ 7.50

Stade 3  
5.80 < Km ≤ 6.50

Apex centré  
(dans les 5 mm centraux)

Hybride

K4  
TK2

K8.50  
TK3

Apex décentré  
(hors des 5 mm centraux)

P10.50

K5



Kératocône ovale : **Rose K2** / Rose K / Rose K2 XL\*  
Kératocône pointu et centré : **Rose K2 NC** / Rose K2 XL\*

### Autres irrégularités cornéennes

Dégénérescence marginale pellucide, Kératoglobe, Ectasie post LASIK,  
Ectasie post greffe, Irrégularité cornéenne post chirurgie



**Rose K2 IC / Rose K2 Post Graft / Rose K2 XL\***

\* L'adaptation de la Rose K2 XL est recommandée en cas d'échec avec des lentilles cornéennes

#### SERVICE TECHNIQUE



Tel : 03 88 59 53 17

Fax : 03 88 59 31 22



[AssistanceTechnique@2MContact.com](mailto:AssistanceTechnique@2MContact.com)