

## A3 Ti *lentille rigide*

Lentille de 1<sup>ère</sup> intention avec un astigmatisme cornéen  $\geq 3.00$  D

→ Zone optique et dégagements toriques → Aplatissement standard → Port journalier →  $\leq 2$  ans

### Possibilités de fabrication

Gamme de puissances (standard -15.00 à +15.00 D)	Rayons disponibles	Diamètres disponibles	Option
-25.00 à +25.00 D par 0.25 D	7.00 à 8.60 mm par 0.05 mm Toricité : 0.10 à 1.50 mm par 0.05 mm (2 traits repères alignés sur K)	9.60 / 9.80 / 10.00 mm	Tore externe : Ti Te
<i>Autres possibilités, nous contacter</i>			

#### Choix des rayons de première intention

Calcul à partir du Km et du cylindre lunettes : nous consulter

#### Entretien préconisé

Ever Clean pour la décontamination et le nettoyage complet des dépôts (sans massage ni nécessité de nettoyage intensif hebdomadaire)

- Possibilité d'ajouter une goutte de Lacrifresh Moisture pour améliorer le confort à la pose

#### Matériaux disponibles (Dk ISO/FATT; teinte de manipulation)

PMMA (Dk= 0 : Clair, Gris, Bleu-clair)  
Optimum Classic (Dk= 26 : Bleu)  
Boston Equalens (Dk= 47 : Bleu)  
Boston XO (Dk= 100 : Violet)  
Boston XO<sub>2</sub> (Dk= 141 : Vert)

*Autres possibilités, nous contacter*


#### Exclusivité 2M Contact-Europtic

Lentilles d'essai en matériau spécifique teinté rouge en Dk 50 :  
**Il n'est pas nécessaire de les retourner au laboratoire**

**Délai de livraison :** 10 jours ouvrés




### TABLEAU DECISIONNEL ASTIGMATISME



Gamme complète LRPG sphériques et toriques au dos

## Gamme complète LRPG sphériques et toriques



\* Existe en géométrie multifocale : **A3 MF** / Transair TCV Extra

**SERVICE TECHNIQUE**

 **Tel : 03 88 59 53 17**  
**Fax : 03 88 59 31 22**

 [AssistanceTechnique@2MContact.com](mailto:AssistanceTechnique@2MContact.com)